

TIDESPON®


Spugna di gelatina suina emostatica pura al 100%



TIDESPON®

VIENE ASSORBITO ENTRO 3-5 SETTIMANE

100% GELATINA SUINA



Packaging



CUBI

Confezione da 50 pz.
10x10x10 mm

REF: TS-10-10-10

Listino: € 33,00 + IVA


Assorbe una quantità di liquidi pari a circa 50 volte il suo peso.



Descrizione

Spugna di gelatina emostatica assorbibile, sterile, costituita dal 100% di gelatina suina.

Tidespon® è realizzato a partire da un espanso di gelatina modificata, che conferisce al prodotto finale una porosità uniforme e reagisce in modo neutro.



Caratteristiche

Tidespon® aderisce al sito di sanguinamento ed assorbe una quantità pari a circa 50 volte il suo peso.

Grazie all'uniforme porosità di **Tidespon®**, si catturano le piastrine, si attiva la cascata di coagulazione e il fibrinogeno solubile si trasforma in una rete di fibrina insolubile, che arresta il sanguinamento.

Impiantato nel tessuto, **Tidespon®** viene assorbito entro 3-5 settimane.



Indicazioni

Tidespon® è una spugna utilizzabile come emostatico locale, in procedure chirurgiche che provocano sanguinamento, in situazioni in cui l'emostasi tradizionale è difficoltosa o poco pratica e l'utilizzo di materiali non assorbibili non è desiderabile.

